



ELETTRODI AD AGO AD UNCINO MONOUSO



Descrizione

Gli elettrodi ad ago ad uncino garantiscono un'eccellente stabilità del segnale e un'ottima stimolazione del paziente. Possono essere utilizzati in caso di necessità di posizionamento prolungato dell'ago come durante monitoraggio operatorio.

La piegatura dell'ago garantisce un segnale stabile senza rischi di rottura dell'ago, un miglior contatto con la pelle e una minor impedenza di contatto dell'elettrodo.

CND N010101

RDM 2548956

Disponibile versione compatibile con MRI

CND N010101

RDM 2548973

Materiali

Ago	Acciaio
Impugnatura ago	PVDF
Copertura ago	PVC
Cavo	Cu/Sn con isolante PVC
Connettore	CuZn/Au con isolante PVC
Packaging	PP

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Sì
Metodo di sterilizzazione	Ossido di etilene (EtO)
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	MNXXXXXXXXXX
Diametro ago	0,35 - 0,40 mm
Lunghezza ago	12 - 40 mm
Lunghezza cavo	Da 8 a 250 cm
Colore cavo	     
Connettore	Presa di sicurezza 1,5 mm DIN 42802 Presca 1 mm

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓