



Descrizione

La versione Spider degli elettrodi a coppetta è caratterizzata da un particolare design della trama che consente un aumento della superficie di contatto ed un'elevata resistenza meccanica durante l'utilizzo nel tempo.

La sua forma piatta riduce al minimo i rischi di lesione della cute.

- Disponibile in versione adulta e pediatrica;
- Pack da 10 colori.

CND N01010299
RDM 2250369

Materiali

Elettrodo	AgAgCl - Ag - Au
Cavo	Cu/Ag con isolante PVC
Connettore	CuZn/Au con isolante PE
Packaging	PP

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Si
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	SPIDERXXXXXX
Diametro elettrodo	6 mm - 10 mm
Area registrazione	28 - 78 mm ²
Lunghezza cavo	Da 100 a 250 cm
Colore cavo	
Connettore	Presa di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓