



|     |           |
|-----|-----------|
| CND | Z12100501 |
| RDM | 2282689   |

## Descrizione

Spes Medica offre un'ampia gamma di trasduttori per la polisonnografia. I nostri sensori sono caratterizzati da un'ottima precisione del segnale e dalla massima durabilità nel tempo. Come standard sono forniti con cavo lungo 200 cm e connettore di sicurezza 1,5 mm. Disponibili su richiesta con configurazioni differenti

- Ottima precisione;
- Massima durabilità;
- Disponibile in versione adulto e pediatrico.

## Materiali

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Sensore                           | Piezoelettrico          |
| Materiale a contatto con la pelle | PE/PA                   |
| Cavo                              | Cu/Sn con isolante PVC  |
| Connettore                        | CuZn/Au con isolante PE |
| Packaging                         | PE                      |

## Salute

|  |    |
|--|----|
| Biocompatibilità<br>(UNI EN ISO 10993) | Sì |
| Lattice                                | No |
| Ftalati                                | No |

## Specifiche Prodotto

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Codice generico | RESPXXXXXX                           |
| Dimensioni      | Adulto, Pediatrico                   |
| Lunghezza cavo  | Da 0 a 300 cm                        |
| Connettore      | Presca di Sicurezza 1,5 mm DIN 42802 |

## Specifiche tecniche

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ampiezza segnale   | 400 mV picco picco (variazioni dipendenti dalla posizione del sensore, dal tipo di amplificatore poligrafo utilizzato, dall'intensità delle vibrazioni prodotte dal paziente.) |
| Impedenza d'uscita | Statica (DC) 1,2 Mohm  |

## Pulizia

Il sensore può essere pulito con alcool o disinfettante normalmente in uso in ambito ospedaliero diluito al 2%, utilizzare un batuffolo di cotone umettato.

**NON IMMERGERE IL SENSORE ED I CONNETTORI IN ALCOL O DISINFETTANTE**

## Ambiente

|         |   |
|---------|---|
| RoHS II | ✓ |
| REACH   | ✓ |

Altre versioni disponibili su richiesta