



Description

Électrodes de rechange pour Medcap permettant au labo EEG de réparer les caps par eux-mêmes facilement.

- Électrodes disponibles dans les matériaux suivants: Sn, Ag, AgAgCl, Au.

UMDNS 11440

Matériaux

Électrode	Sn, AgAgCl
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connexion	CuZn/Au avec gaine PE
Packaging	PE

Sécurité

Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Latex	Non
Phthalates	Non

Spécifications

Code générique	RECEXXXXXX
----------------	------------

Environnement

RoHS II	✓
REACH	✓