



ELETTRODI ADESIVI A BOTTONE



Descrizione

Gli elettrodi adesivi Spes Medica hanno una forma e una dimensione appositamente studiata per permettere una registrazione ottimale anche dei muscoli più piccoli. Il gel specifico per quest'applicazione permette un'ottima adesività dell'elettrodo e il riposizionamento dello stesso numerose volte. I materiali utilizzati sono tutti biocompatibili e testati sulle pelli più delicate.

- Gel di alta qualità per la massima adesione;
- Elettrodo in AgAgCl per la migliore conduzione;
- Comoda connessione a bottone

CND N010199
RDM 2283206/R

Materiali

Elettrodo	AgAgCl
Materiale a contatto con la pelle	Hydrogel
Liner	PET
Packaging	AL/PE

Salute

Biocompatibilità (UNI EN ISO 10993)	Si
Lattice	No
Ftalati	No

Specifiche prodotto

Codice generico	CDESXXXXXX, DENISXXXXX, DENILXXXXX
Dimensioni	Ø 20 mm - 24 mm 35x45 mm
Cavo	No
Connettore	Snap

Ambiente

RoHS II	✓
REACH	✓