



Description

Ce nouvel ensemble de sondes est conçu pour vous fournir une précision extrême lorsque vous essayez de récupérer les nerfs sensoriels pour une dorsale sélective.

- Set de 2 sondes
- Poignée surmoulée
- Corodn de 250cm avec connecteurs DIN42802
- Fabriqué en acier inoxydable de qualité médicale de première qualité
- Approuvé FDA

UMDNS 11453

Matériaux

Sécurité

Spécifications

Environnement

Électrode	Acier Inox
Isolation de l'électrode	PTFE
Poignée	PS
Cordon	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn avec gaine PVC
Packaging	Papier Médical/PET-PE
Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Méthode de stérilisation	Oxyde d'éthylene (EtO)
Latex	Non
Phthalates	Non
Code générique	SI1IRXXXXXXXXXD SI1BRXXXXXXXXXD
Diamètre de la sonde	0,55 mm
Longueur de la sonde	100 mm
Modèle	90°, 90° avec embout sphérique d'1mm
Longueur du câble	250 cm
Connecteur	1,5 mm T.P. connecteur DIN 42802
RoHS II	✓
REACH	✓