



CÂBLES MONOPOLAIRES



Description

Nos câbles de connexion ont été conçus pour minimiser le bruit lors de la connexion aux électrodes.

Fabriqués en argent et en Kevlar, ils garantissent une conduction maximale et une résistance élevée à la traction. La connexion câble-connecteur est moulée pour éviter l'oxydation et tout risque de rupture.

UMDNS 16312

Matériaux

Cordon Cu/ Ag avec gaine PVC

Connecteur CuZn/Au avec gaine PE

Sécurité

Biocompatibilité
(UNI EN ISO 10993)

Oui

Latex Non

Phthalates Non

Spécifications

Code générique LEADXXXXXX
MNXXXXXXX

Coté électrode
Pression
Ressort
Pin 0,7 – 1 mm
1,5 mm Touch Proof

Coté machine 1,5 mm Touch Proof DIN 42802

Longueur du câble De 50 à 250 cm

Couleur du câble

●	●	●	●	○	●
●	●	●	●	●	●

Environnement

RoHS II ✓

REACH ✓