



## Descrizione

Pasta conduttiva adesiva bianca opaca da utilizzare come mezzo di contatto in esami neurologici con elettrodi neurodiagnostici

- Idrosolubile
- Non unge.
- Non irrita.
- Non ossida.
- Non danneggia gli elettrodi.
- Non lascia residui.

CND V9015  
RDM 2281594

## Composizione

Ingredienti  
Acqua, Cetearth-20, Glicerina, Silice Idrata, Carbonato di calcio, Olio di Paraffina, Dimeticone, Idrossietilcellulosa, Cloruro di Potassio, Cloruro di Sodio, Fenossietanolo, Etilsilglicerina

Packaging PE

## Salute

Biocompatibilità Sì  
(UNI EN ISO 10993)

Patch Test su pelle sensibile ✓

## Proprietà fisiche e chimiche

pH 7,2 ÷ 8,2

Viscosità >100.000 cP

## Specifiche prodotto

Codice generico AC CREAMXXXXXX

Confezione Barattolo: 50 g, 250 g

## Ambiente

RoHS II ✓

REACH ✓