



Descrizione

Gel conduttivo da applicare sulla cute integra, svolge l'azione di conduttore tra il corpo e l'apparecchiatura. Garantisce una bassa impedenza ed un'ottima stabilità del segnale. Riduce il rischio di effetto ponte tra gli elettrodi

- Idrosolubile
- Non unge.
- Non irrita.
- Non ossida.
- Non danneggia gli elettrodi.
- Non lascia residui.

CND V9015
RDM 2281639

Composizione

Salute

Proprietà fisiche e chimiche

Specifiche prodotto

Ambiente

Ingredienti

Acqua, Glicerina, Cloruro di sodio, Gomma di xantano, Idrossipropilgumar, Fenossietanolo, Etilsilglicerina, Acido citrico.

Packaging

PE

Biocompatibilità

Sì

(UNI EN ISO 10993)

Patch Test su pelle sensibile



pH

6,1 ÷ 7,1

Viscosità

10000 ÷ 20000 cP

Codice generico

NEURGELXXXXXX

Confezione

Barattolo 250gr
Flacone 250gr

RoHS II



REACH

