



SAC2



Descrizione

SAC2 è una crema adesiva da utilizzare con elettrodi di superficie per EEG.

Garantisce resistenza, coesione e adesività durante l'uso anche in caso di esami a lungo termine. SAC2 è velocemente e facilmente rimovibile con acqua.

- Crema ad asciugatura rapida
- Nessun danneggiamento dell'elettrodo
- Solubile in acqua
- Nessun residuo
- Nessun odore
- Solo per uso esterno

CND V9015
RDM 2281677

Composizione

Ingredienti

Acqua, Talco, Celite, Glicerina, Carbosimetil Cellulosa, Cloruro di Sodio, Cloruro di Potassio, Fenossietanolo, Etilsilglicerina.

Materiale tubetto Alluminio

Salute

Patch Test su pelle sensibile

Proprietà fisiche e chimiche

pH 7,0 ÷ 8,7

Specifiche prodotto

Codice generico SACX-XX

Confezione 10 tubetti da 100g

Ambiente

RoHS II

REACH