



Descrizione

Pasta sgrassante per la preparazione della pelle sensibile per registrazioni EEG, EP, ECG, prove da sforzo, Holter, Telemetria. Garantisce una bassa impedenza. Dermatologicamente testata per le pelli più sensibili.

- Opalescente
- Viscosità media
- Colore verde con grani bianchi e neri

CND V9015
RDM 2281654

Composizione

Ingredienti
Acqua, Ossido di Alluminio, Glicole propilenico, Poliaccrilato di Sodio, Fenossietanolo, Etilsilglicerina

Salute

Biocompatibilità
(UNI EN ISO 10993) Sì
Patch test su pelle sensibile ✓

Proprietà fisiche e chimiche

pH 5.5 – 6.5
Viscosità 6800 ÷ 10200 cP

Specifiche prodotto

Codice generico NPREPXXXXXX
Confezione Flacone 25gr, 120gr

Ambiente

RoHS II ✓
REACH ✓