




Description

Les électrodes laryngées intégrées au tube endotrachéal sont issues d'une technologie innovante permettant d'éliminer les risques d'erreur de positionnement de l'électrode sur le tube.

La visibilité de la zone des électrodes facilite le positionnement des ces électrodes sur les cordes vocales.

De plus, la version armée du tube allie la rigidité, afin d'éviter tout pliage, et la souplesse nécessaire.

UMDNS 11441

Matériaux

Sécurité

Spécifications

Environnement

Électrode	Ag
Substrat	PU, PET
Tube	PVC
Câble	Cu/Sn avec gaine PVC
Connecteur	CuZn avec gaine PVC
Packaging	Papier Médical/PET
Biocompatibilité (UNI EN ISO 10993)	Oui
Méthode de stérilisation	Oxyde d'Éthylène (EtO)
Latex	Non
Phthalates	Non
Codes Génériques	LSEXXXX
Nombre de voies	1 - 2
Dimensions du Tube	6 - 7 - 8 - 9 mm
Longueur du câble	75 - 200 cm
Couleur du câble	● ●
Connecteur	Touch Proof 1,5 mm DIN 42802
RoHS II	✓
REACH	✓